

Casos de prueba

Iniciar Sesión

Id De Test De Caso	Esenario/Condicion	Correo Electrónico	Contraseña	Resultado Esperado
IS 1	Esenario 1 - Registro exitoso	V	V	Autenticación exitosa, redirección a Inicio
IS 2	Escenario 2 - Correo no identificado en la base de datos	I	V	Mensaje de error, redirección a pantalla de login
IS 3	Escenario 3 - Contraseña inválida	V	I	Mensaje de error, redirección a pantalla de login o clic en recuperación de contraseña
IS 4	Escenario 4 - Sistema de autenticación no disponible	N/A	N/A	Mensaje de error sobre servidor caído

Caso de prueba con valor de datos identificados para el test

Id De Test De Caso	Esenario/Condicion	Correo Electrónico ingresado para login	Contraseña ingresada	Resultados obtenidos
IS 1	Esenario 1 - Registro exitoso	pruebas@gmail.com	Pruebas	Autenticación exitosa, redirección a Inicio
IS 2	Escenario 2 - Correo no identificado en la base de datos	failtest@bayer.com	1234	Redirección a pantalla de login. Borra datos ingresados
IS 3	Escenario 3 - Contraseña inválida	pruebas@gmail.com	psswrldincorr	Redirección a pantalla de

				login. Borra datos ingresados
IS 4	Escenario 4 - Sistema de autenticación no disponible	N/A	N/A	No carga

Consultar/Ver Movimientos

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Usuario registrado	Existen movimientos registrados	Muestra tiene nombre	Muestra tiene SP	Resultado Esperado
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y existen movimientos	V	V	V	V	Mostrar los movimientos
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	I	N/A	N/A	N/A	Redirecciona al login
CM 3	Escenario 3 - No hay movimientos registrados	V	I	N/A	N/A	Desplegar mensaje que indique que no hay movimientos
CM 4	Escenario 4 - Muestra usada en movimiento no tiene SP	V	V	V	I	Mostrar la muestra con un guión “-” en lugar del SP
CM 5	Escenario 4 - Muestra usada en movimiento no tiene nombre	V	V	I	V	Mostrar la muestra con un guión “-” en lugar del nombre

Caso de prueba con valor en los datos para su validación

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Correo ingresado para login	Existen movimientos registrados	Nombre de muestra	SP de muestra	Resultados Obtenidos
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y existen movimientos	pruebas@gmail.com	V	Sample 5	102000012349	Tabla muestra el movimiento con nombre e ISP de la muestra.
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	failtest@bayer.com	N/A	N/A	N/A	Redirecciona al login
CM 3	Escenario 3 - No hay movimientos registrados	pruebas@gmail.com	I	N/A	N/A	Pone mensaje: "No hay movimientos registrados"
CM 4	Escenario 4 - Muestra usada en movimiento no tiene SP	pruebas@gmail.com	V	ALIETTE	I	Carga la muestra con un guión "-" en lugar del SP
CM 5	Escenario 4 - Muestra usada en movimiento no tiene nombre	pruebas@gmail.com	V	I	102000012346	Deja el campo de nombre vacío

Consultar/Ver Muestras

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Usuario registrado	Existen muestras registradas	Muestra tiene nombre	Muestra tiene SP	Resultado Esperado
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y existen muestras con nombre y SP	V	V	V	V	Mostrar los movimientos
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	I	N/A	N/A	N/A	Redirecciona al login
CM 3	Escenario 3 - No hay muestras registradas	V	I	N/A	N/A	Desplegar mensaje que indique que no hay muestras
CM 4	Escenario 4 - Muestra no tiene SP	V	V	V	I	Se muestra el campo de SP vacío
CM 5	Escenario 4 - Muestra no tiene nombre	V	V	I	V	Se muestra el campo de nombre vacío
CM 6	Escenario 4 - Muestra no tiene nombre ni SP	V	V	I	I	Se muestra el Código de muestra

Caso de prueba con valor en los datos para su validación

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Correo ingresado para login	Existen muestras registradas	Nombre de muestra	SP de muestra	Resultados Obtenidos
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y existen muestras con nombre y SP	pruebas@gmail.com	V	Sample 5	102000012349	Tabla muestra el movimiento con nombre e ISP de la muestra.
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	failtest@bayer.com	N/A	N/A	N/A	Redirecciona al login
CM 3	Escenario 3 - No hay	pruebas@gmail.com	I	N/A	N/A	Pone mensaje: "No

	muestras registradas					hay muestras registradas”
CM 4	Escenario 4 - Muestra no tiene SP	pruebas@gmail.com	V	ADENGO	I	Se muestra el nombre y el campo de SP vacío
CM 5	Escenario 4 - Muestra no tiene nombre	pruebas@gmail.com	V	I	102000054329	Se muestra el SP y el campo de nombre vacío
CM 6	Escenario 4 - Muestra no tiene nombre ni SP	pruebas@gmail.com	V	I	I	Se muestra el Código de muestra

Búsqueda por uso de Muestras

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Usuario registrado	Existen coincidencias	Resultado Esperado
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con alguna muestra	V	V	Despliega las muestras que pertenecen al tipo ingresado.
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	I	N/A	Redirecciona al login.
CM 3	Escenario 3 – Palabra ingresada no coincide con ninguna muestra	V	I	Muestra mensaje de “No hay muestras registradas”.

Caso de prueba con valor en los datos para su validación

Id De Test De Caso	Esenario/	Correo	Palabra buscada	Resultados
--------------------	-----------	--------	-----------------	------------

	Condicion	ingresado para login		Obtenidos
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con alguna muestra	pruebas@gmail.com	Insecticida	CUPRAVIT HYDRO
			Nematicida	VERANGO PRIME
			Fungicida	ANTRACOL, BELT, CALYPSO ...
			Herbicida	Uno, ADENGO
			Tratamiento	EMESTO PRIME
			Biológico	Sample 13
CM 2	Escenario 2 - Usuario no registrado	failtest@bayer.com	N/A	Redirecciona al login.
CM 3	Escenario 3 – Palabra ingresada no coincide con ninguna muestra	pruebas@gmail.com	prueba	Muestra mensaje de “No hay muestras registradas”.

Búsqueda de Movimientos

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Usuario registrado	Existen coincidencias	Resultado Esperado
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con el nombre de alguna muestra	V	V	Despliega los movimientos hechos con la muestra indicada.

CM 2	Escenario 2 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con el nombre de algún usuario			Despliega los movimientos realizados por el usuario indicado.
CM 3	Escenario 3 – Login no exitoso	I	N/A	Redirecciona al login.
CM 4	Escenario 4 – Palabra ingresada no coincide con nada	V	I	Muestra mensaje de “No hay movimientos registrados”.

Caso de prueba con valor en los datos para su validación

Id De Test De Caso	Esenario/ Condicion	Correo ingresado para login	Palabra buscada	Resultados Obtenidos
CM 1	Escenario 1 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con el nombre de alguna muestra	pruebas@gmail.com	Adengo	Se aprecian todos los movimientos hechos hechos con la muestra Adengo.
CM 2	Escenario 2 - Usuario registrado y la palabra ingresada coincide con el nombre de algún usuario	pruebas@gmail.com	Miguel	Se aprecian todos los movimientos hechos hechos por Miguel.
CM 3	Escenario 3 – Login no exitoso	failtest@bayer.com	N/A	Redirecciona al login.

CM 4	Escenario 4 – Palabra ingresada no coincide con nada	pruebas@ gmail.com	Juan	Muestra mensaje de “No hay movimientos registrados”.
------	--	-----------------------	------	--