

	Id De Test De Caso	Escenario/Co ndicion	Nombre Muestra	Código	SP	Archivo PDF de Hoja de seguridad	Uso de Muestra	Lote	Concentracio n	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad	Tipo de Muestra	Codigo de Formulación	Status	Contenedor	Pre Requisitos cumplidos	Resultado Esperado
	RM 1	Escenario - Registro de muestra exitoso	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirecciona miento a lista de muestras
	RM 2	Escenario - Sin Nombre de Muestra, Código ni SP	N/A	N/A	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 3	Escenario - Sin nombre de muestra	N/A	V	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirecciona miento a lista de muestras
	RM 4	Escenario - Nombre de muestra duplicado	N/A	V	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirecciona miento a lista de muestras
	RM 5	Escenario - Nombre de muestra con un tamaño de más de 255 caracteres	I	V	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redireccionami ento a Registrar muestra
	RM 6	Escenario - Nombre de muestra con un solo carácter	I	V	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 7	Escenario - Sin Código de muestra	V	N/A	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirecciona miento a lista de muestras
	RM 8	Escenario - Código de muestra duplicado	V	I	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 9	Escenario - Código de muestra de un solo carácter	V	I	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 10	Escenario - Sin código SP	V	V	N/A	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirecciona miento a lista de muestras
	RM 11	Escenario - código SP menor a 12 caracteres	N/A	N/A	I	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 12	Escenario - Código SP mayor a 12 caracteres	N/A	N/A	I	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 13	Escenario - código SP con los primeros dígitos predeterminad os diferentes a 1020000	N/A	N/A	I	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 14	Escenario - Error al subir archivo de hoja de seguridad	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra

	RM 15	Escenario - Archivo de Hoja de seguridad en formato diferente a PDF	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 16	Escenario - Sin archivo de Hoja de seguridad	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra Redirección a lista de muestras
	RM 17	Escenario - Uso de Muestra no seleccionado	V	V	V	N/A	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 18	Escenario - Sin Lote de Muestra	V	V	V	N/A	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 19	Escenario - Código de Lote fuera del rango máximo de caracteres	V	V	V	N/A	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 20	Escenario - Sin porcentaje de concentración	V	V	V	N/A	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 21	Escenario - Concentración con valor igual a 0	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Confirmación de registro de muestra, redirección a lista de muestras registradas
	RM 22	Escenario - Porcentaje de concentración menor a 0	V	V	V	N/A	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 23	Escenario - Porcentaje de concentración mayor a 100	V	V	V	N/A	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 24	Escenario - Valor de porcentaje de concentración no numérico	V	V	V	N/A	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 25	Escenario - Sin cantidad O con valor a 0	V	V	V	N/A	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 26	Escenario - No se elige el tipo de Unidad	V	V	V	N/A	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 27	Escenario - Valor de cantidad alfanumerico	V	V	V	N/A	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 28	Escenario - Valor de cantidad no numerico	V	V	V	N/A	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 29	Escenario - Sin Fecha de fabricación	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra

	RM 30	Escenario - Fecha de fabricación con formato inválido	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 31	Escenario - fecha de fabricación mayor a 50 años	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 32	Escenario - fecha de fabricación con fecha futura	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	V	Mensaje de alerta, se puede continuar a registrar muestra
	RM 33	Escenario - Sin Fecha de caducidad	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 34	Escenario - Fecha de caducidad con 2 años pasados	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	Mensaje de alerta, se puede continuar a registrar muestra
	RM 35	Escenario - Fecha de caducidad con formato inválido	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 36	Escenario - Sin selección de tipo de muestra	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	I	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 37	Escenario - Sin selección de código de formulación	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	I	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 38	Escenario - Sin selección de status	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	I	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 39	Escenario - Sin Selección de Contenedor	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	I	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 40	Escenario - sin permisos para registrar muestra	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	I	Mensaje de error, redirección a registrar muestra
	RM 41	Escenario - Sistema de registro no disponible	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Mensaje de error, redirección a registrar muestra